

SHZ-95B المياه تميم فراغ مضخة تشغيل دليل



مهم

يرجى القراءة بعناية قبل تثبيت هذا الجهاز أو تشغيله

1. الصور



ON OFF ON ON

المياه لتوفير المتداوله المضخة تستخدم كما المتداوله

فراغ مضخة تستخدم كما فراغ لتوفير

فراغ توصيل منفذ



ثانيا .الوظيفة والاستخدام

تستخدم المضخة الماء المتداول كسائل عمل ،والضغط السلبي الناتج عن التكنولوجيا النفثة وتصميم نوع جديد من مضخة الهواء التي تعمل بضخ التفريغ .إنه ليس مجرد جهاز شفط فراغي ،ولكنه أيضا يوفر مياه التبريد المتداولة للمفاعل.

تستخدم هذه المضخة على نطاق واسع للتبخير والتقطير والمرشح البلوري والتسامي لتخفيف الضغط وغيرها من العمليات ،وهي الأداة المثالية للكليات والجامعات الكبرى والمتوسطة في مجال حماية البيئة والكيمياء الحيوية والخدمات الطبية والصناعة الكيميائية والبحث العلمي.

ثالثا .سمات

(1)تأثير توفير المياه كبير.

إضافة الماء بمجرد إمكانية استخدامه بشكل متكرر ،فهو مناسب بشكل خاص للمختبر ذو الأرضية المرتفعة الذي يعاني من نقص الماء أو انخفاض ضغط الماء.

(2) معدات مخبرية متعددة الوظائف .

الوظيفة الأولى هي مضخة التفريغ ،حيث يوجد بها خمسة منافذ تفريغ ، والتي يمكن أن تعمل بشكل مستقل أو تعمل بالتوازي .الوظيفة الثانية هي المضخة المتداولة لتوفير مياه التبريد المتداولة للمفاعل .يمكن لمنفذ المدخل المتصل بماء الصنبور ، ومنفذ المنفذ توصيل المفاعل ،ثم فتح الصنبور ومفتاح التدوير أن يعمل بشكل مستمر على تدوير المياه لفترة طويلة والحفاظ على عدم ارتفاع درجة الحرارة . ولأن درجة حرارة الماء لن ترتفع ،فإن الفراغ لن ينخفض .

(3) مقاومة للتآكل ،وغير ملوثة.

يعتمد مغزل المضخة على مادة الفولاذ المقاوم للصدأ .الأجزاء الرئيسية مثل رأس المضخة ،المكره ،التدفق النفث وما إلى ذلك تعتمد مقاومة الأحماض والقلويات ،مقاومة تآكل المحلول ،بلاستيك مشروع ،ABC النحاس ،الحلقة البلاستيكية ونوع آخر من المواد .خزان المياه بلاستيك بالكامل . لا يتأثر بالأحماض والمحاليل القلوية والمواد المسببة للتآكل الأخرى .وليس لديها زيت لتلويث المختبر.

(4) مظهر جديد ،سهل التشغيل.

يغطس رأس المضخة في الماء مباشرة لتقليل تعقيد أجهزة تحويل المياه .الجزء العلوي يعتمد غطاء متحرك يسهل إضافة الماء والتلج والصيانة.

(5) انخفاض مستوى الضجيج ،وأداء مستقر.

تعمل بضوضاء منخفضة والمضخة مجهزة بصمام فحص على أنبوب العادم ،والذي يمكن أن يمنع الإغلاق العرضي ، وعودة الماء إلى معدات التفريغ.

رابعا . معلومات تقنية

نموذج		شز 95-أ	شز 95-ب
قوة		370 واط	
تدفق المضخة		90 لتر/دقيقة	
رفع المضخة		12م	
مادة الجسم		المضادة للتآكل	
الجهد الكهربى		220 فولت / 60 هرتز	
الوظيفة 1	معدل الامتصاص	10 لتر/دقيقة*5	
	الأعلى .مكنسة	0.098 ميجا باسكال (735 ملم زئبق 0.98 ،بار 735 ،تور)	
	سعة الخزان	50 لتر	
	منفذ فراغ	5 قطع	
الوظيفة 2	كمضخة تعميم	درجة حرارة الماء المتداول 25 ~ 0 :درجة مئوية	
حماية سلامة		يتضمن المنتج صمام فحص لمنع التدفق المتقاطع	
مادة القشرة		الفولاذ المقاوم للصدأ 304	PVG مع رذاذ كهرباء سطحي
أبعاد		450×340×870 ملم	
الوزن الصافي		37 كجم	

الخامس . عملية

(1) أضف ما يكفي من الماء المتداول.

ضع الآلة بسلاسة في مكان العمل .عند الاستخدام لأول مرة ،افتح الغطاء واسكب بعض الماء البارد ،عندما يصل مستوى الماء إلى الفجوة الزائدة ،حوالي 1/4 خط سائل ،توقف عن إضافة الماء .بمجرد إضافة الماء يمكن إعادة استخدامه ، ولكن يجب تغيير الماء مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

(2) ربط الأنبوب

وفقًا للصفحة 1، فإن صورة خمسة منافذ تفريغ ترتبط طرق تثبيتها مع المعدات المطابقة.

(3) تشغيل لعمل Vacuum Operation

قبل تشغيل الطاقة ،يجب التحقق من إغلاق مفتاح التدوير ،ثم اضغط على مفتاح الطاقة الموجود على مضخة التفريغ التي يمكن أن تعمل من أجل التفريغ ،ويمكن لدرجة التفريغ عرض مقياس التفريغ.

(4) كمضخة تعميم

قم بتوصيل جهاز التفريغ بالمدخل والمخرج المقابلين ،وقم بتدوير مفتاح التدوير إلى الوضع ، " ON " ويمكن تشغيل الماء المتداول باستمرار إلى المفاعل.

(5) تحسين كثافة الهواء

عندما تحتاج الآلة إلى التشغيل لفترة طويلة ،من أجل ضمان عدم ارتفاع درجة حرارة الماء في خزان المياه ،وعدم

تقليل درجة الفراغ، وعدم التأثير على التشغيل التجريبي، يمكنك توصيل خرطوم المياه بمصدر المياه) أو ماء الصنبور، (وتشكيل حالة دوران خارجية طبيعية، ويمكن أن تظل درجة حرارة الماء بالداخل لا ترتفع، ولا يقل الفراغ.

السادس . الأعطال الشائعة وطرق الصيانة

عيب الظواهر	سبب الخلل	طرق الصيانة
لا فراغ	1.الصنابير فراغ مسدودة بأشتات. 2.الفلتر الموجود في الأسفل مسدود بأشتات. 3.فراغ الصنابير لفائف التواء فضفاضة	1.يزيل أشتات الفوهة. 2.يزيل أشتات الفلتر، ويحافظ على نظافة المياه. 3.قم بشد الملف باليد.
أيدي أجهزة قياس الفراغ لا تتحرك أو تتأرجح	1.ممر التهوية لمسامير الختم خلف العدادات المسدودة. 2.تأرجح الأيدي بالمتر، بسبب صمام المياه الراكدة أو فوهة التفريغ التي تتسرب الهواء.	1.قم بإزالة عدادات الفراغ، وقم بتنظيف مجرى التهوية. 2.قم بشد قابس توصيل الخرطوم المطاطي، وفحص وسادة صمام المياه الراكدة، وتنظيف صمامات المياه الراكدة، وشد فوهة الفراغ.
لا تبدأ أو تسرب	1.بعد الطاقة، طنين المحرك ولكن لا يبدأ هو أن شفرة المروحة معطلة عن العمل. 2.توقف المحرك فجأة كان بسبب انقطاع الخط أو انفجار الفيوز. 3.يد القنب الغطاء، ويرجع ذلك أساسا إلى سلك توصيل قذيفة أو المكونات دون سلك ارضي.	1.قم بقطع الطاقة، واستخدم الماء لدفع الشفرات داخل غطاء المحرك للمساعدة في تحريك بضع لفات ثم تشغيله مرة أخرى. 2.افحص الدائرة، واستبدل المصهر وقم بتجريف الدائرة. 3.استبعاد اتصال قذيفة، إضافة سلك ارضي.
الأمور تحتاج إلى الاهتمام	نظرًا لأن المضخة ذات الختم الميكانيكي، لا تبدأ إلا بعد إضافة الماء، ولكن يُحظر تمامًا التشغيل الفارغ، في حالة تلف جزء الختم الميكانيكي.	